



ACTIRENOV

Poudre désincrustante et rénovante

Réf. 771120

Avantages produit

Poudre destinée à la rénovation et à la désincrustation de la vaisselle en trempage ou lors du lavage en machine.

MODE D'EMPLOI

Rénovation de la vaisselle par trempage :

introduire la poudre dans le bac de trempage à raison de 10 à 20 g/l d'eau. Laisser tremper la vaisselle pendant 2 heures. Rincer.

Rénovation de la vaisselle en machine :

introduire la poudre dans le bac de lavage ou de prélavage à raison de 3 à 5 g/l d'eau. Recharger en cours de service tous les 10 à 15 paniers. Rincer.

Lavage vaisselle très souillée :

diluer à raison de 5 g pour 50 l d'eau en complément du produit de lavage.

CARACTERISTIQUES

pH À 1% : 10,3-11,4

Aspect : poudre blanche

Sécurité selon FDS : Irritation oculaire, Catégorie 2. Toxicité chronique pour le milieu aquatique, Catégorie 2. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

Fiche " Ingrédients " disponible sur demande pour le personnel médical au 0 800 300 560

CONDITIONNEMENT

Réf. 771120 Seau de 5 kg

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur l'aluminium et ses alliages ainsi que l'argenterie.



Ne pas mélanger avec d'autres produits, sauf produit de lavage.

Stocker à l'abri de l'humidité.

Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13)

Usage réservé aux professionnels.

Formule déposée au Centre Anti-poison France :
+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)



Version 220722



0 800 300 560

Service & appel
gratuits

Fiche technique et fiche de sécurité disponibles sur : www.heegeo.fr
HEEGEO - 10 rue Louis Rodas 19100 Brive-la-Gaillarde